


# Novel Coronavirus (SARS-COV-2) IgM/IgG AntiKÖRPER Schnelltest



ab nur  
**€ 3,60**  
pro Test



## Antikörper-Schnelltest mit nur 10 µl Blut

Der Novel Coronavirus (SARS-COV-2) IgM/IgG Antikörper Schnelltest erbringt einen schnellen Nachweis von Coronavirus (2019-NCOV) IgM- und IgG-Antikörpern in Blutserum, Blutplasma oder Vollblut. Mit einer Probe von nur 10 Mikrolitern Blut kann der Test einfach und ganz ohne Laborgeräte durchgeführt werden.

**Testprinzip:** Chromatographischer Immunassay

**Probentyp:** Kapillarblut aus der Fingerbeere (venöses Vollblut, Serum oder Plasma auch möglich)

**Umgebung:** Raumtemperatur

## Lagerung & Haltbarkeit

- Lagerung bei 4-30° Grad an einem lichtgeschützten Ort
- Nicht einfrieren
- Bis zu 12 Monaten haltbar
- Verwendung der Testkassetten innerhalb 1 Stunde nach Entfernen der Verpackung

## Sehr hohe Zuverlässigkeit:

Sensibilität **95.72 %**

Spezifität **98.86 %**

Schnelles  
Ergebnis in nur  
**10 bis 15  
Minuten**

- ✓ **Einfache Handhabung**
- ✓ **Sterile Einzelverpackung**
- ✓ **Kein Labormaterial nötig**



Einfach per E-Mail oder telefonisch bestellen  
Lieferzeit: Ware ab Lager, Zahlungsart: Vorkasse




+43 (0)699 195 216 62



office@corona-rapid-testing.at


## Testschritte:



### Materialien (Box mit 25 Test Kits):

- 25x IgM/ IgG Testkassetten, einzeln verpackt
- 25 sterile Sicherheitslanzetten
- 25 Probenentnahmeröhrchen (mit Pufferlösung)
- 25 Alkoholtupfer
- 1x Gebrauchsanweisung

Der Test ist nur für die In-vitro-Diagnostik vorgesehen und soll von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden.



### Preisliste

Novel Coronavirus (SARS-COV-2) IgM/IgG AntiKÖRPER Schnelltest

#### 1 Box enthält 25 Tests

1 Box (= 25 Tests).....	€ 172,50 pro Box	(€ 6,90 pro Test)
2 Boxen (= 50 Tests).....	€ 147,50 pro Box	(€ 5,90 pro Test)
4 Boxen (= 100 Tests).....	€ 140,00 pro Box	(€ 5,60 pro Test)
8 Boxen (= 200 Tests).....	€ 135,00 pro Box	(€ 5,40 pro Test)
15 Boxen (= 375 Tests).....	€ 122,50 pro Box	(€ 4,90 pro Test)
20 Boxen (= 500 Tests).....	€ 115,00 pro Box	(€ 4,60 pro Test)
50 Boxen (= 1250 Tests).....	€ 110,00 pro Box	(€ 4,40 pro Test)
100 Boxen (= 2500 Tests).....	€ 97,50 pro Box	(€ 3,90 pro Test)
250 Boxen (= 6250 Tests).....	€ 90,00 pro Box	(€ 3,60 pro Test)

Preise exkl. MwSt.



Einfach per E-Mail oder telefonisch bestellen  
Lieferzeit: Ware ab Lager, Zahlungsart: Vorkasse



+43 (0)699 195 216 62



office@corona-rapid-testing.at

